



V.A.C.[®]
Therapy



Haavan alipaine- imuhoitotuotteet

- V.A.C.[®] -terapia
- V.A.C.[®] -VeraFlo[™]
- Prevena[™]



at the heart of healthcare

V.A.C.[®]-hoitoyksiköt



ActiV.A.C.-hoitoyksikkö

V.A.C.-hoitojärjestelmä on tutkittu, noninvasiivinen ja kehittynyt menetelmä haavojen hoitoon. Järjestelmä sisältää älykkään hoitoyksikön, joka ylläpitää hallitusti alipainetta haavakohtassa. Haavakohtaan asetettavat, lisävarusteena saatavat erikoisvaahtosidokset varmistavat nesteen jatkuvan poistamisen haavasta, ja SensaT.R.A.C.-tekniikka huolehtii paineen tasaisesta jakautumisesta haava-alueella. ActiV.A.C.-hoitoyksikkö on kannettava hoitojärjestelmä, minkä ansiosta kotona olevien potilaiden ja hoitolaitoksesta kotiutettavien potilaiden haavanhoidon tulokset ovat entistä parempia.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001748	1 kpl	416599.S



V.A.C.Ulta -hoitoyksikkö

V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitoon perustuva haavanhoitojärjestelmä on V.A.C.-hoitojärjestelmän kehittyneempi versio. Sen helppokäyttöistä hoitoyksikköä voidaan käyttää kahteen erilaiseen hoitoon. V.A.C.Ulta on integroitu haavanhoitojärjestelmä, jolla annetaan haavan alipaineimuhoidoa ja jossa on myös huuhteluhoitovaihtoehto. Sillä voidaan antaa tehokkaaksi todistettua, viimeisimpien käytäntöjen mukaista V.A.C.-alipaineimuhoidoa. Lisäksi järjestelmä soveltuu V.A.C. VeraFlo -hoitoon, joka sisältää V.A.C.-hoidon sekä automaattisen, ohjatun paikallisten haavaliuosten syötön ja niiden poiston haavan pohjasta.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001750	1 kpl	ULTDEV01-SE

V.A.C.[®]-järjestelmän säiliöt



V.A.C. Ulta -kanisteri 500 ml

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017221	500 ml	5 kpl	M8275063/5
10001753	500 ml	10 kpl	M8275063/10



V.A.C. Ulta -kanisteri 1000 ml

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001737	1000 ml	5 kpl	M8275093/5



ActiV.A.C. kanisteri 300 ml

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017220	300 ml	5 kpl	M8275058/5
10001752	300 ml	10 kpl	M8275058/10

V.A.C. Simplace EX -sidokset

Uskomattoman helppokäyttöinen, spiraalinmallinen polyuretaanisidos (PU). Sisältää verkko-maisia (avoimia) huokosia, joiden ansiosta alipaine leviää tasaisesti haavan pohjaan ja edistää granulaatiokudoksen muodostumista ja haavan supistumista. Sidos on hydrofobinen (kosteutta hylkivä) ja siten tulehdusnesteen poistoa tehostava. Setti sisältää myös SensaT.R.A.C.-imuletkun ja V.A.C.-kalvon.



Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001739	S / sieni 7,7 x 11,2 x 1,75 cm	5 kpl	M8275046/5
10001736	M / sieni 14,7 x 17,4 x 1,75 cm	5 kpl	M8275045/5

V.A.C. GranuFoam Bridge -sidokset

1 x siltasidos, mustalla polyuretaanisienellä ja integroidulla SensaT.R.A.C Pad:lla, 1 x musta polyuretaanisieni, 1 x V.A.C.-kalvoa, 1 x kertakäyttöinen haavamitta.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001735	5 kpl	M8275042/5
40012559	10 kpl	M8275042/10



V.A.C. GranuFoam Silver -sidokset

V.A.C. GranuFoam Silver -sidos on avosuolainen, verkkomainen, hopeanharmaa polyuretaani-vahto, joka sisältää mikrohiukkasina sitoutunutta hopeametallia. Mikrohiukkasina oleva hopea-metalli on jakautunut sidokseen tasaisesti, joten hopean annostelu haavaan on jatkuvaa myös sidoksen koon sovittamisen jälkeen. Setti sisältää myös SensaT.R.A.C.-imuletkun ja V.A.C.-kalvon.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017254	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275098/5
10017255	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275096/5
10017253	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	5 kpl	M8275099/5



V.A.C. GranuFoam -sidokset

Musta polyuretaanisidos (PU) sisältää verkko-maisia (avoimia) huokosia, joiden ansiosta alipaine leviää tasaisesti haavan pohjaan ja edistää granulaatiokudoksen muodostumista ja haavan supistumista. Sidos on hydrofobinen (kosteutta hylkivä) ja siten tulehdusnesteen poistoa tehostava. Setti sisältää myös SensaT.R.A.C.-imuletkun ja V.A.C.-kalvon.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006779	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275051/5
10017290	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	10 kpl	M8275051/10
40006780	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275052/5
10017291	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	10 kpl	M8275052/10
40006781	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	5 kpl	M8275053/5
10017292	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	10 kpl	M8275053/10
10001738	XL / sieni 60 x 30 x 1,5 cm	5 kpl	M8275065/5





V.A.C. Dermatac GranuFoam -sidossetti

Normaalin V.A.C.-kalvon sijaan, nämä sidossetit sisältävät V.A.C. Dermatac -silikoniakryyli-hybridikalvon. Helppo asettaa: mukautuu erilaisiin anatomisiin paikkoihin ja voidaan asettaa uudelleen alkuasetuksen yhteydessä. Tiiviys edistää paranemista: suojaa haavaa ylläpitämällä tehokkaan alipainetiiviyden. Ihoystävällinen poisto edistää haavan optimaalista paranemista ja potilaan mukavuutta.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10010471	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	5 kpl	DTGF05PKS
20015671	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	10 kpl	DTGF10PKS
10010473	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	5 kpl	DTGF05PKM
20015673	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	10 kpl	DTGF10PKM
10010499	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	5 kpl	DTGF05PKL
20015675	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	10 kpl	DTGF10PKL



V.A.C. WhiteFoam -sidos

Valkoinen polyvinyylialkoholisidos on tiheä, huokoinen vaahtosidos, jonka V.A.C. GranuFoam -sidosta suurempi venymislujuus helpottaa sidoksen asettamista haavan kanaviin ja käytäviin. Sidos on hydrofilinen (kosteutta imevä) ja pakattu sterilillä vedellä esikostutettuna. Ominaisuuksiensa ansiosta sidos ei tartu helposti haavan pohjaan. Käytetään myös luiden ja jätteiden suojana.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001742	S / sieni 10 x 7,5 cm	10 kpl	M6275033/10
10001743	L / sieni 10 x 15 cm	10 kpl	M6275034/10



V.A.C. WhiteFoam -sidossetti

1 x valkoinen polyvinyylialkoholisieni, 1 x V.A.C.-kalvo, 1 x SensaT.R.A.C. Pad -imuletku.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017294	S / sieni 10 x 7,5 cm	10 kpl	M8275068/10
10017293	L / sieni 10 x 15 cm	10 kpl	M8275067/10

Muu lisätarvike



Suprasorb CNP EasyDress -sidos

Toissijainen sidos alipaineimun aikaansaamiseksi raajojen haavoissa. Helppo asettaa ja kiinnittää, sidoksen poisto on nopea. Ihoystävällinen. Läpinäkyvä, ympäröivän ihon tarkkaileminen on helppoa. Saatavana kolmessa koossa, sidosta voi lyhentää tarvittaessa. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG CE 0123.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024627	S	5 kpl	34901
40024628	M	5 kpl	34902
40024629	L	5 kpl	34903

V.A.C.[®]-järjestelmän lisätarvikkeet

SensaT.R.A.C. Pad -imuletkusto

1 SensaT.R.A.C. Pad -imuletku, jossa yhdistäjä ja pikasulkijat.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001751	10 kpl	M8275057/10



V.A.C. Drape -kalvo


Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001740	30,5 x 26 cm	10 kpl	M6275009/10



V.A.C. Dermatac -kalvo

Innovatiivinen yhdistelmä, silikoni-akryylihybridikalvosidos, joka vie V.A.C.-hoidon uudelle tasolle. Helppo asettaa: mukautuu erilaisiin anatomisiin paikkoihin ja voidaan asettaa uudelleen alkuasetuksen yhteydessä. Tiiviys edistää paranemista: suojaa haavaa ylläpitämällä tehokkaan alipainetiiviuden. Ihoystävällinen poisto edistää haavan optimaalista paranemista ja potilaan mukavuutta.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10010461	24,9 x 21 cm	10 kpl	DTAC10LDP



V.A.C.-geeli

Kaksipuoleinen geeliliuska sidosten tiiviyn parantamiseen.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001741	14 x 3 cm	10 kpl	M6275026/10



V.A.C. Y-yhdistäjä

Lisäosa jolla voidaan yhdistää potilaan kaksi haavaa yhteen V.A.C.-terapialaitteeseen.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001744	10 kpl	M6275066/10



V.A.C.-letkuston korkki

Korkki kanisterin letkuun.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001745	10 kpl	M6275069/10



ActiV.A.C.-kantolaukku, kertakäyttöinen

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012516	5 kpl	416030-5
40012517	25 kpl	416030-25



ABThera[™]-sidos, avoimen vatsan hoitoon

ABThera Advance -sidospakkaus

ABThera-sidos, avoimen vatsan hoitoon. Pakkaus sisältää ABThera SensaT.R.A.C.-avoimen vatsan sidossetti, 2 x sininen perforoitu ja rei'itetty polyuretaanisieni, 1 x viskeraalinen kaksikerroksinen kalvo polyuretaanikanavilla, 4 x V.A.C.-kalvoa, 1 x SensaT.R.A.C. Pad.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10018930	5 kpl	ABT1055



V.A.C. VeraFlo™ -huuhteluhoito

V.A.C. VeraFlo -huuhteluhoito yhdistää perinteisen V.A.C.-hoidon ja automatisoidun VeraFlo-huuhteluhoidon. VeraFlo-hoito auttaa puhdistamaan ja parantamaan haavaa paikallisten haavaliuosten avulla.



V.A.C. VeraFlo -sidossetti

2 spiraalin muotoista vaahtosidosia, 2 V.A.C.-kalvoa, 1 V.A.C. VeraT.R.A.C. Pad -imuletku.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012537	S / sidos 11 x 8 x 1,8 cm	5 kpl	ULTVFL05SM/NSP
40012571	M / sidos 17 x 15 x 1,8 cm	5 kpl	ULTVFL05MD/NSP
40012536	L / sidos 25 x 15 x 1,6 cm	5 kpl	ULTVFL05LG/NSP



V.A.C. VeraFlo Cleanse Choice -sidossetti

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10021854	M	5 kpl	ULTVCC05MD/NSP



V.A.C. VeraLink -kasetti

V.A.C. VeraLink -kasetti, jossa yhdistäjä huuhteluliukseen.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001731	5 kpl	ULTLNK0500



V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo -letkusetti

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001730	5 kpl	ULTDUO0500

Prevena™ -suljetun leikkaushaavan alipainejärjestelmä

Prevena-tuotevalikoima suljettujen leikkaushaavojen hoitoon, kun vaarana ovat leikkauksen jälkeiset komplikaatiot. Integroitu yhdestä kappaleesta koostuva, itsekiinnittyvä sidos. Haavalle luodaan 125 mmHg alipaine. Prevena-hoitoa voidaan toteuttaa joko Prevenan omalla kertakäyttöisellä laitteella, tai vaihtoehtoisesti V.A.C.-laitteilla.

Prevena Peel & Place -hoitojärjestelmä 13 cm

1 Prevena 125 -hoitoyksikkö, Prevena Peel and Place -sidos (18 x 6,4 x 1,8 cm) n. 13 cm pitkälle haavalle, 45 ml kanisteri, 1 musta kantolaukku laitteelle, yhdistäjä V.A.C.-terapia-laitteelle. Kertakäyttöinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012527	1 kpl	PRE1101



Prevena Peel & Place -hoitojärjestelmä 20 cm

1 Prevena 125 -hoitoyksikkö, Prevena Peel and Place -sidos (25,4 x 6,4 x 1,8 cm) n. 20 cm pitkälle haavalle, 45 ml kanisteri, 1 musta kantolaukku laitteelle, yhdistäjä V.A.C.-terapia-laitteelle. Kertakäyttöinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012553	1 kpl	PRE1001

Prevena Duo Peel & Place -hoitojärjestelmä 13/13 cm

Prevena 125 hoitoyksikkö, 2 kpl paineenilmaisimen sisältäviä Peel & Place -sidoksia 13/13 cm (13 x 6,4 x 1,8 cm), Prevena Y-yhdistäjä, kiinnityskalvoliuskat, Prevena 45 ml säiliö, 1 musta kantolaukku laitteelle, tarramitta.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10020795	1 kpl	PRE1121



Prevena Plus Customizable -hoitojärjestelmä

Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö, Prevena Plus Customizable -sidos (90 x 9,8 x 1,8 cm) 4 V.A.C.-kalvoa, imuletku, 2 hydrokolloidi tiivisteliuksia, 150 ml kanisteri, 1 musta kantolaukku laitteelle, yhdistäjä V.A.C.-terapialaitteelle. Kertakäyttöinen laite. Käytetään kaareviin tai enintään 90 cm:n pituisiin suoriin leikkaushaavoihin.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017282	1 kpl	PRE4001



Prevena Plus Peel & Place -hoitojärjestelmä 35 cm

Paineindikaattorin sisältävä Prevena Peel & Place -sidos (37,5 x 6,6 x 1,8 cm) n. 35 cm pitkälle haavalle, tarramitta, Prevena Plus säiliö Prevena Plus yhdistäjällä, Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö, kantolaukku, hoitoyksikön virta- ja laturijohdot. Kertakäyttöinen laite.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10020540	1 kpl	PRE3201



Prevena Restor BellaForm -hoitojärjestelmä

2 erillistä steriiliä Prevena Restor BellaForm -sidosta, 2 Prevena Patch -paikkausliuskaa ja haavamitta, Prevena Plus 125 (14) -hoitoyksikkö, jossa Prevena Plus -hoitoyksikön laturi- ja virtajohto sekä Prevena Plus -hoitoyksikön kantolaukku ja kaulanauha, Prevena Plus 150 ml kanisteri Prevena Plus -yhdistäjällä steriilissä pakkauksessa, V.A.C. Y-yhdistäjä steriilissä pakkauksessa, käyttöohje ja potilasopas.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009152	S / 21 x 19 cm	1 kpl	PRE5221
10024706	M / 24 x 22 cm	1 kpl	PRE5321
10009160	L / 29 x 27 cm	1 kpl	PRE5421



Prevena Restor ArthroForm -hoitojärjestelmä

Steriili Prevena Restor ArthroForm -sidospakkaus, pakkauksessa 1 Prevena Restor ArthroForm -sidos, 2 Prevena Patch -paikkausliuskaa ja haavamitta. Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö, jossa Prevena Plus -hoitoyksikön laturi ja virtajohto sekä Prevena Plus -hoitoyksikön kantolaukku ja kaulanauha. Prevena Plus 150 ml -kanisteri Prevena Plus -yhdistäjällä steriilissä pakkauksessa. Käyttöohje ja potilasopas.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009183	33 x 30 cm	1 kpl	PRE5001
10009187	46 x 30 cm	1 kpl	PRE5101



Prevena Peel & Place -sidos, ilman laitetta

1 Prevena Peel and Place -sidos, n. 13, 20 tai 35 cm pitkälle haavalle, yhdistäjä V.A.C.-terapialaitteelle.

Mediğin tuotenro	Pituus	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012529	13 cm	5 kpl	PRE1155
10001729	20 cm	5 kpl	PRE1055
10020541	35 cm	5 kpl	PRE3255



Prevena Plus Customizable -sidospakkaus, ilman laitetta

Yksittäinen sidospakkaus sisältää: Prevena Plus Customizable -sidos (90 x 9,8 x 1,8 cm), 4 V.A.C.-kalvoa, imuletku ja 2 hydrokolloidi tiivisteliuksia. Käytetään kaareviin tai enintään 90 cm:n pituisiin suoriin leikkaushaavoihin.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001756	5 kpl	PRE4055



Prevena Restor BellaForm -sidospakkaus, ilman laitetta

Prevena Restor BellaForm -sidospakkaus, 2 Prevena Patch paikkausliuskaa ja haavamitta. Huom. mikäli käytät irrallisia Prevena Restor BellaForm -sidoksia samanaikaisesti molemmissa rinnoissa V.A.C. -laitteen kanssa, tilaa myös V.A.C. Y-yhdistäjä, tilausnumerot: 1301131 tai M6275066/10.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009161	S / 21 x 19 cm	1 kpl	PRE5255
10009162	M / 24 x 22 cm	1 kpl	PRE5355
10009173	L / 29 x 27 cm	1 kpl	PRE5455



Prevena Restor ArthroForm -sidokset, ilman laitetta

Sterili Prevena Restor ArthroForm -sidos, 2 Prevena Patch -paikkausliuskaa ja haavamitta. Käyttöohje.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009193	33 x 30 cm	5 kpl	PRE5055
10009194	46 x 30 cm	5 kpl	PRE5155



Prevena-kanisteri 45 ml

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012528	5 kpl	PRE1095



Prevena Plus kanisteri 150 ml

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017283	5 kpl	PRE4095



Prevena V.A.C.-liitin

Prevena-sidoksen yhdistämiseen V.A.C.-laitteeseen

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10018171	10 kpl	PRE9090



Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö (14 pv)

Prevena Plus 125 (14 pv) -hoitoyksikkö, jossa Prevena Plus -hoitoyksikön laturi- ja virtajohto sekä Prevena Plus -hoitoyksikön kantolaukku ja kaulanauha, Prevena Plus 150 ml -kanisteri Prevena Plus -yhdistäjällä sterilissä pakkauksessa, käyttöohje ja potilasopas.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10022901	1 kpl	PRE4010



Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita. **CE** 2797



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



KCI USA Inc.

