



Terveystenhuollon laitteet ja laitetarvikkeet



at the heart of healthcare

Mediq Suomi

Me Mediq Suomi Oy:ssä palvelemme suomalaisia terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisia. Olemme terveydenhuoltoalan ratkaisu- ja kokonaistoimittaja sekä luotettava yhteistyökumppani. Tarjoamme laitteita, tarvikkeita ja palveluita, joilla parannetaan potilaiden elämänlaatua. Tuemme terveydenhuoltoalan toimijoita, jotta he voivat tuottaa parasta mahdollista hoitoa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8–16. Verkkokauppa palvelee 24 h vuorokaudessa kotisivuillamme www.mediq.fi → Tuotteet

Tilaukset:

Puhelin 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com

Tarjouspyynnöt:

tarjoukset@mediq.com




Tekninen palvelu

Tarjoamme korkeatasoista teknistä palvelua kaikille edustuksessamme oleville laitemerkeille. Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toimivuuden ja tarkkuuden kustannustehokkaasti laitteiston koko elinkaaren ajan. Myös tieto- ja tuotantojärjestelmät päivittyvät kätevästi huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Yhteystiedot:

Ilmaishumeromme 0800 180 018
palvelee arkisin klo 8–16
teknilinenpalvelu@mediq.com
www.mediq.fi/teknilinenpalvelu

Sisältö



Stetoskoopit.....	3–5
Dopplerlaite.....	5
Tablettitietokone diagnostiikkamoduuleilla	6–7
Etävastaanottoratkaisu	8
Otoskoopit, oftalmoskoopit ja retinoskooppi	9–11
Kädensijat ja latauslaitteet.....	12
Otoskooppitarvikkeet.....	12
Dermatoskoopit.....	13–14
Diagnostinen seinäkeskus.....	14
Silmänpainemittarit.....	15
Kuulontutkimus.....	16–17
EKG-laitteet.....	18–19
Verenpainemittarit.....	20–21
Verensokerimittari.....	21
Jäännösvirtsamittarit.....	22
Kuumemittarit.....	23
Spirometrit.....	24
PEF-mittarit.....	24
Vaa’at ja pituusmitat	25
Etäseurantaratkaisut.....	26–27
Pulssioksimetrit	28
Otsalamppu	29
Tutkimusvalaisimet.....	29–30
Diatermialaite.....	30
Rintapumppu.....	30
Imulaitteet	31

Luettelon tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita (pois lukien HEINE LED-moduulit, s. 9–11).



Littmann®
Stetoskoopit



Stetoskoopit

3M™ Littmann® CORE Digital -stetoskooppi

3M Littmann CORE Digital kuuluu Littmann Cardiology -luokitettuihin stetoskooppeihin, jotka tunnetaan erinomaisesta akustisesta suorituskyvystään, mukavuudesta ja korkeasta laadusta.

Lisäksi tässä stetoskoopissa on käytetty tehokasta digitaali-tekniikkaa. Auskultaatiota helpottaa jopa 40-kertainen äänen voimakkuuden vahvistaminen ja aktiivinen häiriöäänten vaimennus. 3M Littmann CORE -stetoskooppi voidaan yhdistää älylaitteen Eko-ohjelmistoon tietojen tarkastelua, tallennusta ja jakamista varten. Käyttäessäsi 3M Littmann CORE -stetoskooppia voit vaihtaa joustavasti analogisen ja vahvistetun kuuntelutilan välillä potilasarvioinnin aikana. 3M:n kehittämän säätyvän kuuntelukalvotekniikan ansiosta kuulet eritaajuisia ääniä yksinkertaisesti muuttamalla rintakappaleen painalluksen voimakkuutta.

Kun potilaan keholla olevaa rintakappaletta painetaan kevyesti, kuullaan matalataajuisia ääniä. Hieman voimakkaampi painallus tuo kuuluviin korkeataajuiset äänet. Pehmeät, tiiviisti istuvat ja korviin mukautuvat korvakappaleet ovat miellyttävät käytössä ja eristävät häiriöäänet tehokkaasti. 3M Littmann CORE -stetoskooppi on yhteensopiva iOS- ja Android-älylaitteiden Eko-ohjelmiston kanssa.



Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Väri
10019678	8490	musta
10020118	8863	kupari/musta
10020007	8869	kiiltävä/musta
10019926	8572	musta/moniväri

Valmistaja 3M Health Care. CE 0537.

3M™ Littmann® -stetoskoopit

3M Littmann -stetoskoopeissa on säädettävät kuuntelukaaret ja pehmeät korvakappaleet. Mekaanisten Littmann-stetoskoppien säätävän teknologian ansiosta voit kuunnella eri taajuuksia helposti säätelämällä rintakappaleeseen kohdistuvaa painetta. Littmann-stetoskoopeissa on erinomainen akustinen suorituskyky ja käyttö-mukavuus.



Littmann®
Stetoskoopit

SAATAVANA PALJON ERI VÄREJÄ, KYSY LISÄÄ ASIAKASPALVELUSTA!



Cardiology IV -sarja

Erinomainen akustinen herkkyys mahdollistaa yksityiskohtaisen diagnostisen auskultoinnin. Hyödyllinen tehohoidossa ja muissa vaativissa olosuhteissa. Säätävä kaksipuolinen rintakappale 4,3 cm ja 3,4 cm halkaisijalla. Kaksikanavainen kuunteluputki. 3M akustisen suorituskyvyn taso 10/10. Pituus n. 69 cm, paino n. 177 g. Takuu 7 vuotta.

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Väri
10021779	6152	Musta/kiiltävä
40010270	6184	Viinipunainen/kiiltävä



Classic III -sarja

Luotettava klininen työkalu potilaan fyysiseen arviointiin ja valvontaan. Kaksipuolinen rintakappale 4,3 cm ja 3,4 cm halkaisijalla. Muunneltava avoin suppilo sekä säätävä kalvo. 3M akustisen suorituskyvyn taso 8/10. Pituus n. 69 cm, paino 150 g. Takuu 5 vuotta.

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Väri
10021959	5620	Musta/kiiltävä
10021960	5622	Laivastonsininen/kiiltävä



Classic II -lasten ja vastasyntyneiden sarja

Varustettu kaksipuolisella rintakappaleella, halkaisijat lasten mallissa 3,4 cm ja 2,7 cm ja vastasyntyneiden mallissa 2,8 cm ja 1,7 cm. Ei säätävä kalvo. Suunniteltu pienille potilaille. 3M akustisen suorituskyvyn taso 8/10. Pituus n. 71 cm, paino 105 g / 95 g. Takuu 3 vuotta.

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Väri
40010254	2113	Musta/kiiltävä (lasten)
40010255	2114R	Punainen/kiiltävä (vastasyntyneen)



Valmistaja 3M Health Care

HEINE-stetoskoopit

HEINE GAMMA 3.1 akustinen stetoskooppi

Hyvät akustiset ominaisuudet. Kiinteä yksipuolinen rintakappale. Rintakappale asetettavissa helposti verenpainemittarin mansetin alle. Kalvon halkaisija 44 mm.

Mediqin tuotenumero 40004942 • Valmistajan tuotenumero M-000.09.941



HEINE GAMMA 3.2 akustinen stetoskooppi

Erinomaiset akustiset ominaisuudet. Laadukas kalvo, Ø 44 mm. Yksiletkuinen rakenne, erinomainen äänen siirtyminen. Yhdistetty kaksoisrintakappale, jossa on kaksi valinnaista taajuusalueita: laadukas kalvo toisella puolella ja suppilomainen kaikupää toisella puolella. Kalvon halkaisija 44 mm, mikä takaa erinomaiset akustiset ominaisuudet ja äänen siirtymisen. Suppilon halkaisija 30 mm.

Mediqin tuotenumero 40004940 • Valmistajan tuotenumero M-000.09.942



HEINE GAMMA 3.3 akustinen stetoskooppi

Tekniset tiedot kuten GAMMA 3.2. Pienempi kosketusalue (31 mm) tekee GAMMA 3.3:sta erinomaisen lasten tutkimiseen.

Mediqin tuotenumero 40004941 • Valmistajan tuotenumero M-000.09.943

Valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.



Bistos- **UUTTA** dopplerlaite

Bistos BT-200V -verisuonidoppler varustettuna 8 MHz anturilla. Paristokäyttöinen. Anturi irroitettavissa ja vaihdettavissa. Pakkauksessa mukana suojapussi.


- Mediqin tuotenumero 40025199
- Valmistajan tuotenumero BT-200V

Valmistaja Bistos Co., Ltd. CE 2460.



MESI mTABLET – tarkastele

UUTTA
Mediqillä



MESI mTABLET -järjestelmä auttaa hoitajia ja lääkäreitä tarjoamaan potilailleen parasta mahdollista hoitoa yhdistämällä diagnostiset mittaukset, potilastiedot ja tukityökalut yhdessä modulaarisessa ja käyttäjäystävällisessä järjestelmässä.

MESI mTABLET -tablettitietokone on tarkoitettu käytettäväksi joko yksinään eri ohjelmien suorittamiseen tai yhdessä diagnostiikkamoduulien (EKG, ABI, TBI, RR, SPO2 ja spirometria) kanssa, jotka yhdistyvät langattomasti MESI mTABLETtiin. Järjestelmä on modulaarinen, eli voit hankkia yhden mittaussovelluksen ja sen jälkeen lisää tarpeen mukaan. Laitteessa on sisäänrakennettua käytönopastusta, josta saa tarvittaessa apua laitteen käytössä.

MESI mTABLET -tablettitietokone on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön kliinisessä ympäristössä.

Mediq on MESI-järjestelmän valtuutettu myyjä Suomessa.

 **MESI**
Simplifying Diagnostics

Valmistaja Mesii, Development
Of Medical Devices, Ltd. CE 1304.

dataa yhdestä paikasta



MESI mTABLET -laajennusmoduulit

MESI mTABLET SPO2



- Monikäyttöisin pulssioksimetri.
- SpO₂-tasot ja sydämen syke esitetään suuressa ruudussa selkeästi.
- Kehityssuunta-analyysi.

MESI mTABLET BP



- Verenpaineen mittaus vastaanotolla kätevämmän kuin koskaan.
- Verenpaineen tarkka mittaus erilaisilla ohjelmistolaajennuksilla.
- Helposti vaihdettavat eri kokoiset johdottomat mansetit.
- Pulssin aaltomuotokäyrien eristys digitaalisten suodattimien avulla ja selkeästi esitettyinä.

MESI mTABLET EKG



- Ensimmäinen täysin digitaalinen elektrokardiogrammi.
- Langaton, 12-kytkentäinen EKG-mittaus.

MESI mTABLET ABI



- Älykkäin langaton nilkka-olkavarsipainesuhde.
- SmartArm-havaitseminen – korkeamman verenpaineen havaitsemiseksi kahdesta mittauksesta, automaattinen samanaikainen mittaus 3 mansetilla.
- Useita eri kokoisia mansetteja ja mahdollisuus yhdistellä eri kokoisia mansetteja yhden mittauksen aikana.

MESI mTABLET TBI



- Yksinkertaisin langaton varvas-olkavarsipainesuhde.
- Turvalliset ja samanaikaiset mittaukset molemmista olkavarsista ja isovarpaista adaptiivisella infrapuna-LED-PPG-valolla, joka havaitsee varpaan ihon lämpötilan ja paksuuden.
- FirstWave-algoritmi havaitsee varpaista ensimmäisen palaavan pulssin aaltomuotokäyrän.

MESI mTABLET SPIRO



- Monipuolisin digitaalinen spirometri.
- Pneumotakografiatekniikka ja integroidut itsekalibroinnit mahdollistavat tarkat mittaukset koska tahansa.
- Parhaan hengityksen automaattinen valinta sekä selkeä ja intuitiivinen mittauksen tarkastelu.



TytoCare

– etälääkärin vastaanotto missä tahansa, milloin tahansa

TytoCare on palvelukokonaisuus, jonka avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat suorittaa luotettavan etädiagnosoinnin. TytoPro:n avulla tehdyt diagnoosit voi linkittää potilastietokantaan. Hoitohenkilökunnalle suunnattu TytoPro kuvaa ja tallentaa monikerroksista dataa ja jakaa sen terveydenhuollon tarpeiden mukaan oikeisiin paikkoihin.

Helppokäyttöinen kosketusnäytöllä varustettu TytoPro on laite, joka toimii stetoskooppina, otoskooppina, kamerana ja laitteessa on myös kuumemittari. TytoProlla tutkimusta tekevä henkilö voi ottaa potilaasta korkealaatuisia video- ja still-kuvia korvista, nielusta ja ihon muutoksista. Laite tallentaa ääntä sydäimestä, keuhkoista ja vatsan alueelta. Myös sykkeen ja lämmön mittausta onnistuu. Tämä kaikki reaaliaikaisen videoyhteyden lisäksi.

TytoPro-etä vastaanottoratkaisun avulla terveydenhuollon ammattilainen voi mennä potilaan luo ja pitää etä vastaanoton potilaan luona. Ratkaisu on kätevä myös silloin, jos etäisyydet hoitopisteeseen ovat pitkät. Lisäksi TytoPro toimii kun tarvitaan konsultaatiota toiselta lääkäriltä.

- Mediqin tuotenumero 10020258
- Valmistajan tuotenumero 900-00002-008



Valmistaja Tyto Care Ltd. CE 0483.

HEINE LED HQ -otoskoopit, -oftalmoskoopit ja -retinoskooppi

5
VUODEN
TAKUU

HEINE LED HQ tarkoittaa käytännössä laadukasta LED-valoa ja pitkää käyttöikää. LED-tuotteiden takuu kattaa takuun värin- toistolle; värilämpötila, kirkkaus ja valon tasalaatuisuus säilyvät läpi takuuajan. LEDien käyttöikä on käytännössä rajaton (tyypillisesti 100 000 tuntia) eli se on huoltovapaa koko ajan – ei polttimoiden vaihtotarvetta. HEINEn BETA-kädensijat eri latausvaihtoehdoilla ja LED-valolla – valittavissa oleva valikoima on laaja ja monipuolinen.

LED HQ
LED IN HEINE QUALITY.

HEINE BETA® 200- ja 400 LED kuituoptiset (F.O.) otoskoopit

BETA 200 LED ja 400 LED -otoskoopeissa on kokometallirunko ja naarmuuntumista torjuva lasioptiikka, jotka takaavat pitkän ja huoltovapaan käyttöiän. Voit valita tarpeesi mukaan linssin suuren- noksen, BETA 200 LED -mallissa 3 x suurentava linssi ja BETA 400 LED -mallissa 4.2 x suurentava linssi. Heinen otoskoopeissa on hyvä syväterävyys, joka tuottaa terävän syvyysvaikutelman käytännöllisellä työskentelyetäisyydellä.

Kuituoptinen valaisu mahdollistaa korvakäytävän ja täryntelon tasai- sen, kirkkaan valaisun ja esteettömän näkökentän. LED HQ -valaisun uusi standardi takaa optimaalisen värintoiston tarkempaa diagnoosia varten, punainen on punaista ja sininen sinistä. Värintoistoindeksi on >97, maksimiarvon ollessa 100. Etuna myös portaaton kirkkauden säätö 100–3 %, vain HEINEltä.



HEINE BETA 200 LED

Käyttöjännite	Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro
2,5 V	40019650	B-001.11.500
3,5 V	40010478	B-008.11.500

HEINE BETA 400 LED

Käyttöjännite	Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro
2,5 V	40009687	B-001.11.400
3,5 V	20012124	B-008.11.400

LED-moduulit otoskooppiin UUTTA

HEINE LED-moduuleilla voi päivittää vanhat kuituoptiset pääosat LED-tekniikkaan. LED-moduuli pitää hankkia vain kerran ja sitten se kestää koko otoskoopin elinkaaren.

2,5 V paristokädensijaan

- Mediqin tuotenro 10030271
- Valmistajan tuotenro X-028.88.132

3,5 V ladattavaan kädensijaan

- Mediqin tuotenro 10030269
- Valmistajan tuotenro X-008.88.133





HEINE BETA® 200S- ja 200 LED -oftalmoskoopit

HEINEn huoltovapaat LED HQ -oftalmoskoopit soveltuvat hyvin terveysasemilla suoritettavaan silmän perustutkimukseen ja myös päivystyksessä tehtävään vaativampaan silmän tutkimukseen. BETA 200 LED- ja 200S LED -mallit sisältävät kattavan määrän suodattimia ja kuvioaukkoja. BETA 200S LED -malli mahdollistaa silmälääkäreille vielä tarkemman tutkimuksen ja mukautuu suurempiin taittovirheisiin hyvin 28-linsisen Rekoss-kiekan avulla +/- 1D välein. Potilastyytyvää lisää valon kirkkauden säätö portaattomasti 100–3 %. Ainutlaatuinen pölytiivis rakenne ja alumiinirunko suojaavat tarkkuusoptiikkaa ja lupaavat instrumentille pitkän käyttöiän.



HEINE BETA 200S LED

Käyttöjännite	Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro
2,5 V	40004005	C-001.30.120
3,5 V	40010480	C-008.30.120

BETA 200S LED kuvioaukot



HEINE BETA 200 LED

Käyttöjännite	Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro
2,5 V	40019652	C-001.30.100
3,5 V	10017542	C-008.30.100

BETA 200 LED kuvioaukot



LED-moduulit oftalmoskooppiin

UUTTA

HEINE LED-moduuleilla voi päivittää vanhat kuituoptiset pääosat LED-tekniikkaan. LED-moduuli pitää hankkia vain kerran ja sitten se kestää koko oftalmoskoopin elinkaaren.

2,5 V paristokädensijaan

- Mediqin tuotenro 10030272
- Valmistajan tuotenro X-028.88.134

3,5 V ladattavaan kädensijaan

- Mediqin tuotenro 10030270
- Valmistajan tuotenro X-008.88.135



Sivun tuotteiden valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.

HEINE OMEGA 600 epäsuora oftalmoskooppi



HEINE OMEGA 600 indirekti oftalmoskooppi monipuolisilla säädöillä varustetulla pääpannalla on markkinoiden kevyin indirekti oftalmoskooppi. Eri pupillikokojen ja reuna-alueiden paras mahdollinen 3D-kuvantaminen stereoskooppisen säätö-tekniikan ansiosta. Kirkkain ja terävin silmänpohjanäkymä loistavan värintoiston sekä lasioptiikan vuoksi. Pölytiivis rakenne, optiikka asennettu alumiiniseen runkoon. Optimaalinen kirkkaus sekä potilaalle että lääkärille. Erittäin hyvä näkymä heijastamattoman etulinssin vuoksi. VisionBOOST-toiminto takaa jopa 20 % paremman näkymän verkkokalvosta kaihipotilailla. Optiikkayksikön intuitiivinen lukitus mahdollistaa korkeuden, etäisyyden ja kulman helpon säätämisen. Ergonomia mukautuu vasen- ja oikeakätisille. Paras optiikka, terävä kuva ja erinomainen värintoisto. Keltainen, sininen ja red free suodatin. Erittäin kevyt litiumpolymeeriakku, kesto jopa 8 tuntia. Huoltovapaa, helppo puhdistaa. Johdoton.

- Mediqin tuotenumero 40010227
- Valmistajan tuotenumero C-008.33.612

HEINE BETA® 200 LED -retinoskooppi



HEINE BETA 200 LED -retinoskooppi silmänpohjan heijasteen helppoon ja nopeaan tutkimiseen. Hyvin kirkas, nopeasti terävä kuva silmänpohjasta: loistava, erittäin tarkka juovakuvio, jossa viivan paksuus on tyypillisesti 1,1 mm (ISO 12865 -standardi <1,5 mm) ja pituus 35 mm. Täydellisen tasalaatuisen valaistus tuottaa täsmällisen ja nopean diagnoosin. LED-valon käyttöikä on tyypillisesti 50 000 tuntia. Säädettävä valaistus parantaa potilasmukavuutta: häikäisemätön kuva saadaan aikaan käyttämällä patentoitua, yhdellä sormella säädettävää portaatonta kirkkaudensäädintä (100...3 %).

HEINE BETA 200 LED RETINOSKOOPIN PÄÄOSA

- Mediqin tuotenumero 40010498
- Valmistajan tuotenumero C-008.15.353

LED-moduulit retinoskooppiin

UUTTA

HEINE LED-moduuleilla voi päivittää vanhat kuituoptiset pääosat LED-tekniikkaan. LED-moduuli pitää hankkia vain kerran ja sitten se kestää koko retinoskoopin elinkaaren.

2,5 V paristokädensijaan

- Mediqin tuotenro 10031861
- Valmistajan tuotenro X-028.88.130

3,5 V ladattavaan kädensijaan

- Mediqin tuotenro 10031862
- Valmistajan tuotenro X-008.88.131



HEINE BETA® 4 -kädensijat ja latauslaitteet

HEINE BETA4 -kädensijat edustavat uuden ajan energianhallintaa. Kädensijat toimivat LED-pääosilla latausten välillä jopa 6 viikkoa. Lataus tapahtuu nopeasti, noin kahdessa tunnissa 4 NT -pöytälatauslaitteella. Litiumioniakku; ei "muisti-ilmiötä", voit ladata kädensijaa miten haluat huolehtimatta akun tilasta. Akussa on suuri kapasiteetti, yli kaksinkertainen verrattuna aiempiin NiMH-akkuihin. BETA4 NT -kädensijan pohjassa

oleva oranssi merkkivalo kertoo lataustarpeesta. BETA4 NT -kädensijat soveltuvat vain 4 NT -latauslaitteeseen. Otathan yhteyttä tuoteasiantuntijaan, jos haluat päivittää vanhaa laitekantaa uudempaan. Voit valita pöytälatauslaitteen sijaan myös USB-kädensijan, jota ladataan pohjaan liitettävällä verkko-latauslaitteella.

BETA4 NT -KÄDENSIIJA LI-ION AKULLA JA VARAUSTILAN NÄYTÖLLÄ



- Mediqin tuotenumero 10017492
- Valmistajan tuotenumero X-007.99.396



BETA4 USB -KÄDENSIIJA LI-ION AKULLA JA LATAUSLAITTEELLA

USB-LATAUS



- Mediqin tuotenumero 10017491
- Valmistajan tuotenumero X-007.99.388



BETA4 NT -PÖYTÄLATAUSLAITE (soveltuu BETA4 NT -kädensijoille)

- Mediqin tuotenumero 10017490
- Valmistajan tuotenumero X-002.99.494



Sivun tuotteiden valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.

HEINE-otoskoopitarvikkeet

HEINE ALLSPEC -KERTAKÄYTTÖSUPPILOT BETA 400 LED- JA BETA 200 LED -OTOSKOOPPEIHIN

Kierrettävä, harmaata muovia

Mediqin tuotenro	Koko	Pakkauskoko	Valmistajan tuotenro
40025595	Ø 2,5 mm	250 kpl	B-000.11.153
40025589	Ø 2,5 mm	1000 kpl	B-000.11.128
40025591	Ø 2,5 mm	2500 kpl	B-000.11.151
40025594	Ø 4 mm	250 kpl	B-000.11.152
40025588	Ø 4 mm	1000 kpl	B-000.11.127
40025590	Ø 4 mm	2500 kpl	B-000.11.150



Ø 2,5 mm



Ø 4,0 mm



PNEUMAATTISET KÄRKIOSAT JA OTOSKOOPIN PALKEET

Tuote	Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro
Pneumaattinen kärkiosa lasten kk-suppiloon 3 mm, 40 kpl	40019628	B-000.11.141
Pneumaattinen kärkiosa aikuisten kk-suppiloon 5 mm, 40 kpl	40019629	B-000.11.142
Musta palje, Ø 4 cm	10000647	B-000.11.240



Ø 3 mm



Ø 5 mm



HEINE- dermatoskoopit

IHOMUUTOSTEN TARKKAAN
DIAGNOSOINTIIN JA DOKUMENTOINTIIN



HEINE DELTA 30 PRO **UUTTA**

HEINE DELTA 30 PRO -dermatoskoopissa LED-valojen uusi sijoittelu mahdollistaa pääsyn syvemmälle ihoon. HEINE Color Shift -toiminnolla neljä eri värilämpötilaa. Ilman ihokontaktia voidaan diagnosoida syyhyypunkki sekä tutkia haavoja ja ihottumia. Lisävarusteena saatavana uusi etäisyysrenkaan avulla voidaan myös operoida ihoa suurennoksen alla.

DELTA 30 PRO on laadukas dermatoskooppi, joka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön sairaaloissa ja klinikoilla. Sitä voidaan käyttää sekä kosketuksellisesti että kosketuksettomana instrumenttina polarisoidulla ja polarisoimattomalla valolla. Linssijärjestelmä takaa kristallinkirkkaan kuvan, jonka todellinen näkökenttä on peräti 30 mm. HEINE DELTA 30 PRO on analoginen dermatoskooppi, jota voidaan käyttää myös digitaaliseen dokumentointiin yhdessä Apple- ja Android-puhelimille tarkoitetun HEINE-suojakuoren/adapterin kanssa.

Mediqn tuotenumero 10027914 • Valmistajan tuotenumero K-235.28.305

HEINE-etäisyysrenkas non-contact käyttöön

• Mediqn tuotenumero 1002802 • Valmistajan tuotenumero K-000.34.10



Etäisyysrenkas mahdollistaa ihomuutoksen tutkimisen suurennoksella ilman suoraa ihokontaktia ja myös ihon operoinnin.

Valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

HEINE DELTAone

HEINE DELTAone -dermatoskooppi mahtuu taskuun. Se on pieni ulkoa, mutta suuri sisältä. HEINE-tarkkuusoptiikka ja erinomainen värintoisto LED-tekniikalla tuottavat selkeän ja kirkkaan kuvan. Polarisoiva ja ei-polarisoiva valo. 10 x suurennot ja kontaktilevy asteikolla. Dermatoskooppia voidaan käyttää myös kontaktittomasti. Ladattava Li-ion-akku. Digitaalinen dokumentointimahdollisuus. Väri vaihtoehtoja valkoinen ja musta.

HEINE DELTAone musta

• Mediqn tuotenumero 40011414
• Valmistajan tuotenumero K-210.28.305

HEINE DELTAone valkoinen

• Mediqn tuotenumero 40011058
• Valmistajan tuotenumero K-211.28.305



HEINE DELTA[®] 20T

Yksi napin painallus vaihtaa polarisoivan ja polarisoimattoman valon välillä, ilman kontaktilevyjen vaihtoa. Akromaattinen optinen linssi ja tarkennusjärjestelmä mahdollistavat 10-16x suurennoksen ja erinomaisen värintoiston. DELTA 20T soveltuu hyvin käytettäväksi poliklinikoilla, vastaanotolla ja toimenpiteiden suunnittelussa.

DELTA 20T DERMATOSKOOPIN PÄÄOSA BETA-KÄDENSIIJOIHIN, SOVELTUU LADATTAVILLE- JA PARISTOKÄDENSIIJOILLE

- Mediqin tuotenumero 10021694
- Valmistajan tuotenumero K-008.34.221



Valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.

HEINE EN 200 -seinäkeskus

EN 200 on täydellinen vastaanottohuoneen diagnostinen keskus, joka soveltuu hyvin päivystyksen tutkimus-huoneisiin ja lääkärin vastaanottohuoneisiin. Aseta tilaa säästään diagnostiset laitteet seinäkeskukseen. Valitsemalla käyttöosi LED-instrumenttien pääosat saat arjesta huoltovapaata, ei polttimoiden vaihtoa! HEINE LED HQ -laatu takaa instrumentille noin 100 000 käyttötuntia viiden vuoden takuulla.



5
VUODEN
TAKUU

EN 200 on seinälatauslaite, jonka voit suunnitella vaatimustesi mukaiseksi monipuolisilla diagnostisilla ratkaisuilla. EN 200 -seinäkeskukseen on mahdollista liittää HEINEn LED- tai XHL-valaisulla olevia otoskoopin-, oftalmoskoopin- tai dermatoskoopin pääosia. Spiraalijohto antaa 3,5 metrin liikkuvuuden käyttäjälle ja kädensija HEINEn tarjoaman kirkkaudensäädön 100-3 % käyttövalmiustoiminnolla. Näin instrumentin valo syttyy haluamallasi kirkkaudensäädöllä ottaessasi kädensijan käyttöön ja myös sammuttaa valon seinätelineeseen palautettaessa. Integroitu lukitusruuviin perustuva varkaudenestojärjestelmä estää halutessasi instrumenttien irrotuksen kädensijasta ja pitää laitekokoonpanon paikallaan.

Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Tuote
40010751	X-095.12.250	Seinälatauslaite EN 200 kahdella kädensijalla, ilman pääosia
40011295	A-095.12.208	Seinälatauslaite EN 200, sisältää BETA 400 LED -otoskoopin pääosan ja BETA 200 LED -oftalmoskoopin pääosan, monikäyttöisiä suppilaitteita 4 kpl
40011296	A-095.12.209	Seinälatauslaite EN 200, sisältää BETA 200 LED -otoskoopin pääosan ja BETA 200 LED -oftalmoskoopin pääosan, monikäyttöisiä suppilaitteita 4 kpl
10021734	B-000.11.149	Suppiloteline EN 200 All Spec



LED HQ
LED IN HEINE QUALITY

Valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.

iCare-silmänpainemittarit

iCare-silmänpainemittarit ovat suomalainen innovaatio ja mittarit valmistetaan Suomessa.

iCare IC200

iCare IC200 on helppokäyttöinen ja nopea silmänpainemittari ammattilaisen käyttöön. Mittaa silmänpainetta vastaanotolla, ensiavussa, tapaturma-asetalla tai ambulanssissa, leikkausta ennen, sen aikana ja leikkauksen jälkeen. Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, mittausta tuskin huomaa. Potilasta voi mitata myös makuuasennossa.

iCare IC200:lla mittaaminen on nopeaa, tuloksiltaan tarkkaa ja hyvin toistettavaa. Tulokset esitetään yhden desimaalin tarkkuudella.

Uutena ominaisuutena pikamittaus, joka mahdollistaa nopeammat ja helpommat mittaukset.

- Mediqin tuotenumero 40015820
- Valmistajan tuotenumero 250A



UUSI PIKAMITTAUS

Markkinoiden ainoa asentovapaa mittari!

iCare IC100

iCare IC100 -silmänpainemittari soveltuu terveysasemille terveystarkastuksiin ja riskiryhmien seurantaan. Tarkka ja nopea silmänpaineen mittausta ilman puudutusta. Käyttö mahdollista vain yhtä nappia painamalla. Icare EasyNav kehittyneet navigointijärjestelmä. Icare EasyPos tonometrin asentoavustaja nopeuttaa oikean mittaustuloksen saamista. Mittausanturit ovat kertakäyttöisiä ja laite ei tarvitse määräaikaishuoltoja. Käyttää mittaustureina samoja antureita kuin Icare TA01 tonometri. Näytön tarkkuus 1 mmHg.

- Mediqin tuotenumero 40014997
- Valmistajan tuotenumero 240EU



icare

Valmistaja Icare Finland Oy. CE 0598.

iCare IC200/IC100/TA01 -tonometrin mitta-anturit 100 kpl • Mediqin tuotenumero 40019602 • Valmistajan tuotenumero 104

GSI kuulontutkimus

GSI AMTAS™ Flex -audiometriohjelmisto

GSI AMTAS Flex on automatisoitu seulonta-audiometriohjelmisto, jolla saadaan tehtyä ilmajohtotutkimus ja seulontatutkimus. Toimiakseen AMTAS Flex tarvitsee kosketusnäytöllisen, Windows-pohjaisen tabletin. AMTAS Flex on helposti siirrettävissä – tabletti ja kuulokkeet vain mukaan.

- Ilmajohtumisen diagnostiset taajuudet: 10 vakiotaaajuutta välillä 250–8000 Hz
- Ilmajohtumisen diagnostisen alueen äänenpainetasot -20–100 dB HL
- AMTAS Flex arvioi kuulontutkimuksen kuuden eri laatuindikaattorin avulla
- Kuulontutkimuksen raportti on siirrettävissä potilastietojärjestelmään

GSI AMTAS Flexin käyttökohteina ovat mm. kuulolaitesovitukset ja työterveyden meluallistustyön seuranta.



AMTAS Flex DD65v2

- Mediqin tuotenumero 40024024
- Valmistajan tuotenumero 8521609

Valmistaja Grason-Stadler. CE 0123.



GSI 18™ -seulonta-audiometri

GSI 18 on helposti siirrettävissä oleva manuaalinen seulonta-audiometri. Se soveltuu käytettäväksi kaikkialla, missä kuulon seulontatutkimuksia tehdään, kuten kouluterveydenhuollossa, terveysasemilla ja työterveydenhuollossa. GSI 18 on käyttäjäystävällinen, helppo ja selkeä.



Kuvassa HBA-kuulokkeet.

11 vakiotaaajuutta välillä 125...8000 Hz. Äänenpainetasot -10 ... 90 dB, taajuudesta riippuen, 5 dB:n portain. Äänenpainetason lisäys +10 dB erillisellä painikkeella. Pulsoitu, moduloitu ja jatkuva ääni. TDH-kuulokkeet (avokuulokkeet). Kantolaukku sisältyy toimitukseen.

- Mediqin tuotenumero 40013077
- Valmistajan tuotenumero 8515213 + 8004365

GSI 18 HBA-kuulokkeilla

- Mediqin tuotenumero 40010248
- Valmistajan tuotenumero 8515220 + 8004365



GSI Allegro™ -tympanometri

GSI Allegro on tarkoitettu käytettäväksi akustisen impedanssin/admittanssin mittaamiseen ihmisen ulkoisesta korvakäytävästä. Mittaukset ovat hyödyllisiä korvan sairauksien arvioinnissa, tunnistamisessa, dokumentaatiossa ja diagnosoinnissa.

Laite on tarkoitettu kaikenikäisille potilaille. Automaattinen korvakäytävän tilavuuden, täräkalvon admittanssin huipun, huipun sijoittumisen ja gradientin mittaaminen. Automaattinen stapedius-refleksien tunnistus. Haihtumattomaan muistiin voidaan tallentaa enintään 32 molempien korvien potilastestiä. Konfiguroitavat asetukset käyttäjän valinnoille säilytetään haihtumattomassa muistissa. Tietojen tulostus tulostimelle. Tietojen siirto tietokoneelle katselua, merkintöjä ja tulostusta varten TympView-ohjelmistolla.

Mediqn tuotenumero 40010068 • Valmistajan tuotenumero 8509439

Valmistaja Diagnostic Group, LLC dba Grason-Stadler. CE 0123.



GSI NOVUS™ vastasyntyneiden AABR/OAE-seulontalaite

GSI Novus on tyylikäs, kädessä pidettävä, monipuolinen vastasyntyneiden kuulonseulontainstrumentti.

Kompaktissa Novus-laitteessa on kosketusnäyttö ja intuitiivinen ohjelmisto. Novusiin voidaan määrittää haluttu yhdistelmä AABR-, TEOAE- ja DPOAE-mittauksia, mikä mahdollistaa vastasyntyneiden saumattoman kaksivaiheisen seulonnan.

Novus tarjoaa kaksi menetelmää AABR:n samanaikaiseen mittaukseen IP30-inserttikuulokkeita ja korvatippejä tai korvakuppeja käyttäen. Molempien korvien tutkiminen samalla kertaa säästää merkittävästi aikaa.

GSI Novus ABR/TEOAE

Mediqn tuotenumero 40010332 • Valmistajan tuotenumero 8530693

GSI Novus TEOAE

Mediqn tuotenumero 40010333 • Valmistajan tuotenumero 8530688



Valmistaja Grason-Stadler. CE 0123.



EKG-laitteet

ELI 380 ja ELI 380 ERGO


ELI 380 ja ELI 380 ERGO EKG-laitteet on tarkoitettu vaativaan käyttöön. Niissä on suuri 17" värinäyttö, ERGO-mallissa 180° kääntyvä kosketusnäyttö. Sopiva 12- ja/tai 15-kytkentäiselle EKG:lle. Laadukas signaali, VERITAS-tulkinta-ohjelma. 20 min EKG-muisti, josta käyttäjä voi valita 10 sekunnin EKG-otantoja oman valinnan mukaan tai paras 10 sekunnin otanta laitteen valitsemana. Paperi A4-kokoista Z-paperia. Paino 12 kg, sisältäen akun. Lasipintainen näppäimistö on helppo pitää puhtaana. EKG:n rekisteröinti on vaivatonta langattoman rekisteröintiyksikön (WAM-lähettimen) ansiosta. Suomalainen käyttöjärjestelmä.

ELI 380 + WAM (ACX12)

Mediqin tuotenumero 40014597 • Valmistajan tuotenumero ELI380-ACX12

ELI 380 ERGO kosketusnäytöllä + WAM (DCX12)

Mediqin tuotenumero 40015214 • Valmistajan tuotenumero ELI380-DCX12



Valmistaja Welch Allyn, Inc. CE 0459.

ELI 280



KYSY LISÄÄ ERI VAIHTOEHDOSTA

12-kytkentäinen lepo-EKG-laite. Suomalainen käyttöjärjestelmä. Erittäin selkeä 10,1" LCD-kosketusnäyttö, helppo puhdistaa. Saatavilla joko kiinteällä potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä. Toimii verkkovirralla ja/tai akulla. Paperi A4-kokoista Z-paperia. 5 min EKG-muisti ja paras 10 sekuntia -toiminto. Tarkka VERITAS-tulkintaohjelma. Liitännät sähköisiin tietojärjestelmiin optiona, tiedonsiirto USB-portin tai LAN/WLAN-verkon kautta. Lisävarusteena kuljetusvaunu ja potilasjohtimien pidike.

ELI 280 EKG-LAITE WLAN/DICOM + WAM

- Mediqin tuotenumero 40015968
- Valmistajan tuotenumero ELI280-DDB-AAFBD

Baxter

Valmistaja Mortara Instrument Inc. CE 0459.

ELI 230

12-kytkentäinen lepo-EKG-laite. Helppo käyttää, laadukas signaali, VERITAS-tulkintaohjelma, A4-kokoinen tuloste, suomenkielinen käyttöjärjestelmä ja tarkka LCD-värinäyttö. Laitteen saa joko tavanomaisella potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä. Toimii joko verkkovirralla tai akulla. Akun varaus riittää 200 EKG:n rekisteröintiin. Mitat 28,6 x 19 x 7 cm, paino 2,63 kg sisältäen akun (ilman paperia). Rekisteröinnit siirrettävissä muistitikulla PDF-muodossa. Lisävarusteena kantolaukku ja kuljetusvaunu.



Valmistaja Welch Allyn, Inc. CE 0459.

ELI 230 WAM langattomalla potilaskaapelilla, banaaniliitinjohtimilla

- Mediqin tuotenumero 10029934
- Valmistajan tuotenumero ELI230-ADB-AAAAX

ELI 230 AM12 kiinteällä potilaskaapelilla, banaaniliitinjohtimilla

- Mediqin tuotenumero 10029935
- Valmistajan tuotenumero ELI230-BDB-AAAAX

XScribe™ sydämen räsitus-EKG-laitteisto

Virtaviivainen työnkulku selkeiden kuvakkeiden ja ohjausobjektien avulla. Tiedot näkyvät 24 tuuman värillisellä näytöllä. Langaton WAM-rekisteröintilaitte, joka mahdollistaa korkealaatuisen diagnostisen 12-kanavaisen EKG:n taltioinnin ja radiotaajuisen lähettämisen.

VERITAS-algoritmi tarjoaa automaattitulkintaohjelman, jota käytetään sydämenräsitus-testin analysoimisessa. XScribe-järjestelmä näyttää jatkuvat ST-trendit ja profiilin, ST-tason ja kaltevuuden trenditiedot kaikille 12 kanavalle sekä päällekkäisyysvertailun nykyisille ja viitekomplesseille.

XScribe 6.x DICOM 6CC-DEBAB

- Mediqin tuotenumero 40016203
- Valmistajan tuotenumero XScribe-6CC-DEBAB

Laite on erittäin modulaarinen ja räätälöitävä, kysy lisää!

Valmistaja Mortara Instrument Inc. CE 0459.



Digitaaliset Holter-tallentimet

H3+™ Holter-tallennin

Pieni ja kevyt H3+ digitaalinen Holter-tallennin painaa vain 28 g. Erittäin pieni ja huomaamaton.

- Mediqin tuotenumero 40015415
- Valmistajan tuotenumero H3PLUS-CAE-XXXXX



H3+ -katselu ja analyysiohjelma

- Mediqin tuotenumero 40016600
- Valmistajan tuotenumero H3SCRIBE-6AC-XXXXB

Valmistaja Welch Allyn, Inc. CE 0459.

H12+™ Holter-tallennin

Kompakti ja kevyt 12-kanavainen digitaalinen Holter-tallennin painaa vain 125 g ja käyttää patentoitua LeadForm-potilaskaapelia maksimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi.

- Mediqin tuotenumero 40015414
- Valmistajan tuotenumero H12PLUS-OPB-XXXXX



Holter-tallentimien valmistaja Mortara Instrument Inc. CE 0459.

Verenpainemittarit

Meiltä saat useita erilaisia laadukkaita verenpainemittareita eri valmistajilta, sekä aneroidi- että digitaali-mittareita. Valikoimassamme Omron-, HEINE- ja Boso-verenpainemittareita. Tässä muutama esimerkki. Kysy lisää!

Omron HBP-1320-E

Mittaria on helppo liikutella sisäänrakennetun kahvan avulla ja suuri taustavalaistu näyttö näyttää tuloksen selkeästi. HBP-mallissa voi säätää käsin täyttöpainetta, mikä parantaa mittaustarkkuutta ja lisää mittaussukavuutta. Liikepysäytystoiminto lopettaa tyhjennyksen 5 sekunniksi, kun laite havaitsee potilaan liikkeen. Epäsäännöllisen pulssin osoitin auttaa tunnistamaan sykkeen, rytmin tai pulssin-muutokset. Täyttöpaineen asetuksessa kolme automaattista vaihtoehtoa. Viimeisen lukeman näyttötoiminto. Saatavana viisi eri kokoista mansettia: XS, S, M, L ja XL. Automaattinen virrankatkaisu ja oma ladattava akku. Vakiovarusteena verkkolaite, M- ja L-mansetit, akku, käyttäjän opas, verenpainepassi ja takuukortti.



Mediqin tuotenumero 40010967 • Valmistajan tuotenumero HBP-1320-E

Omron HBP-1120-E



Mittari kestää hyvin sairaaloiden ja terveyskeskuksien päivittäisen käytön. Mittaustapana on vaihtoehtoisesti oskillometrinen tai manuaalinen tilanteen mukaan, liikepysäytystoiminto. Epäsäännöllisen pulssin toiminto helpottaa sykkeen, rytmin tai pulssin muutoksien havaitsemisessa. Toimii 4 kpl AA-paristoilla tai AC-verkkolaitteella. Vakiovarusteena verkkolaite, M-mansetti, käyttäjän opas, verenpainepassi ja takuukortti.

Mediqin tuotenumero 40010969 • Valmistajan tuotenumero HBP-1120-E

Omron M6 Comfort AFib / M7 Intelli IT AFib

Omron M6/M7 on varustettu Intelli Wrap -mansetilla, joka kattaa 22–42 cm olkavarren. Uudistunut mittari ilmoittaa jokaisella mittauksella, mikäli rytmihäiriöitä havaitaan. Lisäksi siinä on erillinen AFib-tila eteisvärinän tunnistamiseen. Siinä mittari tekee automaattisesti kolme peräkkäistä mittausta ja näyttää niiden keskiarvon. Jos eteisvärinän mahdollisuus on olemassa, näkyviin tulee eteisvärinän ilmaisimen symboli. Kaksi käyttäjää voi tallentaa laitteelle 100 mittauksen tulokset, josta voidaan seurata viikoittaisia keskiarvoja. Mittausmenetelmä oskillometrinen. Mittareissa on muuten samat ominaisuudet, mutta M7 Intelli IT AFib voidaan yhdistää bluetoothin avulla Omron Connect -ohjelmistoon älypuhelimessa. Tarkkuus: paine ± 3 mmHg, pulssi ± 5 % näytön lukemasta. Vakiovarusteina 22–42 cm Intelli Wrap -mansetti, käyttöohje, asennusohjeet, säilytyskotelo ja paristot.

Omron M6 Comfort AFib

- Mediqin tuotenumero 10033566
- Valmistajan tuotenumero HEM-7380-E



Omron M7 Intelli IT AFib

- Mediqin tuotenumero 10032802
- Valmistajan tuotenumero HEM-780T1-EBK



Valmistaja OMRON Healthcare Co., Ltd. CE 0197.

HEINE GAMMA G7

HEINE GAMMA G7 on iskunkestävä ja lateksiton, alumiiniseosrakenteinen verenpainemittari sarjan huipulta. Ainutlaatuinen painejakaumajärjestelmä, painekoestettu manometri, joka on kestävä ja luotettava. Mikrosuodatin suojaa venttiiliä ja manometriä. Halkaisijaltaan 56 mm mustavalkoinen asteikko on helposti luettava. Tarkasti kalibroitu, kestävä ja iskunkestävä mittari. 50 % suurempi palje täyttää mansetin nopeasti. Erikoisvalmisteinen tyhjennysventtiili, tarkka tyhjennysnopeuden säätö, tarvittaessa mansetin nopea tyhjennys. Kuminen pysäytin estää venttiilin lukittumisen. Kevytmetallinen, säädettävä lusikkaosa. Sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Korkealaatuinen yksiletkuinen, tarranauhakiinnitteinen pestävä mansetti. Ergonominen muotoilu: G7 on täydellisesti tasapainotettu käyttömukavuuden lisäämiseksi. Vakiovarusteena L-mansetti. 10 vuoden takuu.

Mediqn tuotenumero 20012223 • Valmistajan tuotenumero M-000.09.232



HEINE GAMMA G5



Standardimallinen HEINE-verenpainemittari. Vastaa rakenteeltaan ja laadultaan GAMMA G7 -mallia, paitsi että kotelon alaosa on valettua iskunkestävää muovia, jossa liukumaton pinnoite. Säädettävä lusikkaosa (muovia). Sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Vakiovarusteena L-mansetti. 5 vuoden takuu.

- Mediqn tuotenumero 20010475
- Valmistajan tuotenumero M-000.09.230

Valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. CE 0297.



CareSens® Dual -verensokerimittari

CareSens Dual -mittarilla voidaan mitata glukoosin lisäksi verestä myös ketoaineet.

Mittausta varten mittariin asetetaan testiliuska, tehdään ihopistos ja lisätään verinäyte testiliuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa 5 sekunnissa suurelta valaistulta LCD-näytöltä. Täysin ISO 15197:2013 ja EN ISO 15197:2015 -standardien mukainen mittausmenetelmä takaa luotettavat ja tarkat mittaustulokset myös ammattikäytössä. Käytetty liuska voidaan vapauttaa mittarista käsin koskettamatta liuskanpoistajalla.



i-sens

Valmistaja i-SENS Inc. CE 0123.

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Tuote
40011973	GM01HAC-A-212	CareSens Dual -mittari
40011974	GSB01-1501	CareSens Pro -verensokeritestiliuskat 50 kpl
40011975	KSD01-2010	KetoSens B -ketoaineliuskat 10 kpl

CUBEscan™ -jäännösvirtsamittarit

KOMPAKTIT JA LANGATTOMAT

CUBEscan-mittarit ovat akkukäyttöisiä, kannettavia, non-invasiivisia ultraäänilaitteita rakon tilavuuden ja jäännösvirtsan määrän mittaamiseen langattomasti, helposti ja nopeasti. Esiskannaustoiminnon reaaliaikainen ultraäänikuva helpottaa rakon löytymistä ja kohdistusta ja auttaa saamaan tarkempia ja luotettavampia tuloksia. Tulos näkyy välittömästi mittauksen jälkeen laitteen näytöllä.

CUBEscan™ BioCon-900S

CUBEscan BioCon-900S laitekokonaisuuteen kuuluvat kosketusnäytöllisellä ohjausyksiköllä varustettu anturi sekä latausasema. Mittauksen voi tallentaa laitteen muistiin potilastiedoin (virtuaalinäppäimistöllä) tai ilman.

- Mediqin tuotenumero 10024855
- Valmistajan tuotenumero BIOCON900S



CUBEscan™ BioCon-900

CUBEscan BioCon-900 laitekokonaisuuteen kuuluvat ohjausyksiköllä varustettu anturi sekä telakka-asema, jossa on tulostin ja liitosmahdollisuus työasemaan. Mittaustuloksen voi tallentaa laitteen muistiin.

- Mediqin tuotenumero 40013663
- Valmistajan tuotenumero 1B901 00100



CUBEscan™ BioCon-1100

CUBEscan BioCon-1100 laitteessa on suuri 10,1" kosketusnäyttö. Tulostin, erillinen anturi, kuljetusvaunu, tarvikkeori. Suomenkielinen käyttöliittymä.

- Mediqin tuotenumero 40014014
- Valmistajan tuotenumero 11101 00001 + 11111 00001



Kuumemittarit

Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvakuumemittari



Braun ThermoScan -korvakuumemittari on ammattikäyttöön tarkoitettu tärykalvon infrapunalämpömittari. Mittausaika 2–3 sekuntia. Näkyviin tuleva lämpötila-alue 20–42,2 °C. Automaattinen virrankatkaisu noin 10 sekuntia viimeisen mittauksen jälkeen. Kertakäyttöiset anturinsuojat.

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro
10015494	PRO 6000 -mittari	901054
10027216	Kk-suojus 800 kpl	06000-800

Valmistaja Welch Allyn Inc. CE 0297.



Terumo -digitaalinen kuumemittari

Kuumemittari määrittää nopeasti ja tarkasti kehon lämpötilan mikrotietokoneen avulla. Lisävarmistuksena mittarin jäädessä paikalleen ensimmäisen äänimerkin jälkeen, se muuttuu ns. tavalliseksi kuumemittariksi. Mittarissa olevat Lithium-paristot kestävät noin 10 000 mittausta. Paristoja ei voi vaihtaa. Mittarit ovat vesi- ja alkoholitiiviitä, sekä iskun ja naarmun kestäviä. Mittarit kytkeytyvät automaattisesti päälle kotelosta otettaessa ja pois päältä koteloon laitettaessa. Mittauksessa on käytettävä kertakäyttöistä suojusta. Kainalomallissa yksittäispakkaus tai 10 kpl:een osastopakkaus. Sininen yksittäispakattu malli käy sekä suu- että rektaalimittaukseen.

Mediqin tuotenro	Malli	Valmistajan tuotenro
10017544	Kainalo 1 kpl vihreä	ET*C205S
40021358	Kainalo osastopakkaus 10 kpl	ET*C205H
10017543	Suu/rektaali 1 kpl sininen	ET*C405S
40021645	Suojus 1000 kpl	ET+COVER0205MP

Valmistaja Terumo Corporation. CE 0197.



Spengler TEMPO 10 -digitaalinen kuumemittari

Spengler TEMPO 10 -digitaalinen kuumemittari antaa nopean ja erittäin tarkan lukeman kehon lämpötilasta. Mittari on vedenpitävä ja se on suunniteltu suun, peräaukon ja kainalon kautta tapahtuvaan mittaukseen.

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro
40010593	Spengler-mittari	SP1620
40020756	Kk-suojus 100 kpl	9512254-4



Kuumemittarin valmistaja Joytech Healthcare Co. Ltd. CE 0197. Kertakäyttösuojuksen valmistaja Omron Healthcare Co., Ltd.

NDD-spirometrit



NDD Easyone Air ja Easy on-PC ovat sveitsiläisen New Diagnostic Design Medical Technologiesin valmistamat helppokäyttöiset spirometrialaitteet käyttäjystävälliseen testaukseen. Ne hyödyntävät TrueFlow-ultraääniteknologiaa, joka takaa luotettavat mittaus-tulokset ilman kalibrointia.



NDD Easyone Air

- Mediqin tuotennumero 10023196
- Valmistajan tuotennumero 2500-2INT



NDD Easy on-PC

- Mediqin tuotennumero 10021884
- Valmistajan tuotennumero 2700-3

Valmistaja
NDD Medizintechnik AG. CE 0123.

NDD Easyone Air on siirrettävissä oleva laite, joka ei vaadi tietokonetta mittauksen suorittamiseksi. Voit ottaa laitteen mukaasi toiselle osastolle, potilasta ei tarvitse siirtää.

Vitalograph PEF-mittarit

Myymme laadukkaita Vitalographin PEF-mittareita. PEF-mittareiden lisäksi tarjonnasta löytyy myös COPD-mittari COPD:n varhaiseen havaitsemiseen.



Asma1 PEF-mittari

Vitalograph Asma1-elektroninen PEF-mittari tallentaa 600 mittaustulosta. Soveltuu henkilökohtaiseen ja ammattikäyttöön. Ammattikäytössä suositellaan SafeTway-turvasuukappaleita. Mittaa PEF ja FEV1. Näyttää % henkilökohtaisesta parhaasta tuloksesta. Kertoo myös puhalluksen laadun. Suuri näyttö helpottaa tulosten tarkastelua. Mittari on saatavissa ilman liitäntämahdollisuutta tai versiona, jossa on USB-liitäntä ja ohjelmisto tulosten tarkastelemista varten.



AsmaPlan PEF-mittari

AsmaPlan-mittarilla voi seurata astmaa ja tunnistaa astman. Mittari sopii sekä kotikäyttöön tai ammattikäyttöön. Ammattikäytössä suositellaan SafeTway-turvasuukappaleita. Mittausperiaatteena on mäntä/jousi sekä liikkuva osoitin. Alue: 50-800 L/min.



- Mediqin tuotennumero 40013145
- Valmistajan tuotennumero 43602

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro
40013133	Asma-mittari	40400
40013333	Asma-mittari USB	40000

COPD-mittari

- Mediqin tuotennumero 40013271
- Valmistajan tuotennumero 40200



SafeTway-turvasuukappale

Turvasuukappale, josta ilma virtaa laitteelle, mutta ei takaisin. Kertakäyttöinen/potilaskohtainen, muovitettu pinta, pituus 60 mm ja halkaisija 30 mm. Pakkauskoko 200 kpl.

- Mediqin tuotennumero 40010018
- Valmistajan tuotennumero 20242

Valmistaja Vitalograph
(Ireland) Ltd. CE 2797.

Vaa'at ja pituusmitat

Myymme secan laadukkaita ja tarkkoja vaakoja sekä pituusmittoja. Tässä pari mallivaakaa ja pituusmitta, mutta muitakin löytyy – valikoimassamme digitaalisia henkilövaakoja, vauvanvaakoja, tuolivaakoja sekä erilaisia pituusmittoja. Löytyy myös pituusmitan ja pylväsvaa'an yhdistelmä sekä mekaaninen henkilövaaka. Kysy lisää!

seca 878DR lääkäri/lattiavaaka

Käyttäjystävällinen vaaka on suunniteltu vastaanottoja silmällä pitäen. Pitkä käyttöikä. Lujarakenteinen. Innovatiivinen suunnittelu. Kaksoisnäyttö: toinen näyttö punnittavaan ja toinen punnitsijaan päin. Punnituskyky 200 kg, asteikko 100 g < 150 kg > 200 g. Toiminnot: äiti/lapsi-toiminto, HOLD, automaattinen sammutus. Mitat (L x K x S) 321 x 61 x 361 mm, punnitustaso 288 x 60 x 280 mm. Paino 4,1 kg. CE-tarkkuusluokka III (vakauskelpoinen).

- Mediqin tuotenumero 40007391
- Valmistajan tuotenumero 8787041649



Valmistaja Seca GmbH & Co. KG

seca 834 -digitaalinen vauvavaaka

Tarkka digitaalinen vauva- ja lapsivaaka, jolla voi punnita lapsia myös seisten. Punnitustaso on helppo irrottaa kulhosta. Rintamaidon mittaustoiminto. Helposti mukaan otettava ja lujatekoinen. Punnituskyky 20 kg, asteikko 10 g < 10 kg > 20 g. TARE-, HOLD- ja BMIF-toiminnot. Mitat (L x K x S) 552 x 156 x 341 mm. Paino 2,5 kg. Virtalähde AA-paristot. CE-tarkkuusluokka IIII (vakauskelpoinen). Takuu 2 vuotta. Lisävarusteet: kantolaukku 413, kantoreppu 431.

- Mediq tuotenumero 40020237
- Valmistajan tuotenumero 8347017094



seca 206 -pituusmitta

Rullamitta seinäkiinnityksellä. Mittausalue 0–220 cm, mittaustarkkuus 1 mm. Mitat 125 x 125 x 173 mm, paino 200 g. Takuu 2 vuotta.

- Mediqin tuotenumero 40021939
- Valmistajan tuotenumero 20617177009

seca
Precision for health

Masimo langattomat etäseur

Masimo Radius PPG® langaton saturaatioanturi

Langaton anturi potilaan happisaturaation ja hengitystiheyden seurantaan vastasyntyneistä aikuisiin. Pohjautuu kliinisesti todistettuun Masimo SET -teknologiaan. Yhdistetään Masimo Rad-97- tai Masimo Radical-7 -pulssioksimetreihin, mikä mahdollistaa potilaan helpon mobilisaation ja etäseurannan. Voidaan yhdistää myös mobiililaitteeseen Masimo SafetyNet -sovelluksen kautta.

Mediqn tuotenumero 10029619 • Valmistajan tuotenumero 4585



Happi-
saturaatio



Syke



Perfuusio-
indeksi



Pletysmografinen-
vaihtelukerroin-
indeksi



Hengitys-
frekvenssi

Valmistaja Masimo Corporation. CE 0123.

Masimo Radius T^{OTM} -langaton anturi

Radius T^o on puettava langaton anturi, joka mittaa jatkuvasti potilaan kehon lämpötilaa. Yhdistetään Masimo Rad-97 -pulssioksimetriin tai mobiililaitteeseen Masimo SafetyNet -sovelluksen kautta.

Mediqn tuotenumero 40011532 • Valmistajan tuotenumero 4779

Valmistaja Masimo Corporation. CE 0123.



Masimo TIR-1TM -lämpömittari

Itsenäisesti toimiva tai Masimo Rad-97 -laitteeseen liitettävä lämpömittari. Toimii Bluetooth- ja infrapunateknologialla. Mittaa vaivattomasti ja luotettavasti potilaan lämmön otsalta ilman kosketusta. Mittaus tapahtuu napin painalluksella ja tulos on nähtävissä noin sekunnissa. Erillisiä kulutustarvikkeita ei tarvita. Laite toimii paristoilla.

- Mediqn tuotenumero 40010985
- Valmistajan tuotenumero TD-1241

Valmistaja Taidoc Technology Corporation. CE 0123.

Masimo Radius VSM™

puettava, modulaarinen potilas seuranta järjestelmä

Puettava potilasmonitori, jota voidaan käyttää skaalautuvasti tarpeen mukaan. Mahdollisuus perustaa monitorointipaikka minne vain sairaalan sisällä (WLAN-verkon kantaman alueella). Radius VSM on puettava elintoimintojen monitori, jossa on laaja valikoima fysiologisia mittauksia. Modulaariselle alustalle suunniteltu Radius VSM yhdistää potilasmonitorin luotettavuuden ja tarkkuuden puettavan laitteen mukavuuteen ja vapauteen. Radius VSM mahdollistaa mobilisoinnin varmistaen samalla että potilasta seurataan jatkuvasti ilman keskeytyksiä.

Akustinen hengitysfrekvenssin seuranta (RRa®)

Jatkuva kehon lämpötilan seuranta

- Mittaa kehon lämpötilaa
- Ottaa huomioon ympäristön lämpötilan

Masimo EKG

- Matalakohinainen 3-kytkentäinen EKG
- I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Hengenvaarallisen arytmin tunnistus
- Tahdistinpulssitunnistus
- Kevyt, esikytetty EKG-johdinsarja
- Hengitysfrekvenssi (impedanssi)

Potilaan asento- ja aktiiviteettiseuranta

- Jatkuva potilaan asennon seuranta notifikaatioilla
- Potilaan asento ja sängyn päädyn kulma
- Ilmoitukset potilaan liikkeistä
 - Pystyasento: istuu tai seisoo
 - Kävelee
- Kaatumisentunnistus
- Hengitysfrekvenssi (rintakehän liikkeet)


Masimo noninvasiivinen verenpaine (NIBP)

- Mittaus täytön aikana
- Nopea ja hidas mansetin täyttöasetus
- Kustomoitava aikataulu
- Hiljainen täyttö
- Mittaus vasemmasta tai oikeasta käsivarresta
- Potilaskohtaiset mansetit

Radius VSM

- Puettava vitaalimonitori
- 12 h akukesto
- 2,6" kosketusnäyttö
- Täydelliset aaltomuodot, trendit
- Ääni- ja visuaaliset hälytykset
- 96 h tallennus täydelliselle parametri- ja trendidatalle
- Vettä hylkivä
- Wi-Fi yhteys Patient SafetyNet™:iin
- Bluetooth-yhteys Root®-monitoriin

Mittaus liikkeen ja heikon perfuusion aikana



Valmistaja Masimo Corporation. CE 0123.

Masimo Radius VSM on modulaarinen, puettava potilasmonitorointiratkaisu, jonka avulla voidaan varustaa mikä tahansa potilaspaikka kattavalla valvonnalla. Komponentteja voidaan nopeasti lisätä tai poistaa kunkin potilaan seurantatarpeiden mukaan. Masimo Radius VSM:n avulla voidaan suorittaa potilasmonitorointia ilman useita erillisiä lisälaitteita, verkko-infrastruktuuria tai kaapeliverkkoyhteyksiä. Radius VSM on kokonaisuus, joka sisältää useita mittaustekniikoita, moduuleja ja noninvasiivisia antureita.

Masimo-pulssioksimetrit

Masimo Rad-G™

Masimo Rad-G on kämmenkokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen pulssioksimetri. Laitetta voi käyttää sekä monitorointiin, että yksittäismittauksiin. Masimo Rad-G -pulssioksimetrilla pystyy mittaamaan saturaation ja sykkeen lisäksi hengitystaajuutta (SpO₂, PR, Pi, PVi, RRP ja Pleth-käyrä). Laitteessa on kosketusnäyttö ja ladattava akku; akunkesto jopa 24 h. Laitehinta sisältää vapaavalintaisesti joko monikäyttöisen anturin, joka soveltuu kaikille yli 3 kg painoisille potilaille TAI kaapelin, johon voi yhdistää Masimon RD SET -antureita. Laite soveltuu käytettäväksi myös kotiympäristössä. Mitat 7,4 x 19,8 x 2,5 cm, paino 0,27 kg.

Masimo Rad-G + anturi

- Mediqin tuotenumero 40011293
- Valmistajan tuotenumero 9847

Masimo Rad-G + kaapeli

- Mediqin tuotenumero 40011294
- Valmistajan tuotenumero 9849



Masimo MightySat™ Rx -sormipulssioksimetri



Masimo MightySat Rx -sormipulssioksimetri käyttää Masimo SET -tekniikkaa ja laite soveltuu käytettäväksi yli 30 kg painaville henkilöille. Mitattavat parametrit ovat SpO₂, perfuusiaindeksi ja pulssitaajuus. Laitteessa on graafinen näyttö ja touchpad-valikko-ohjaus. Mukana tulevat kantohihna ja säilytyspussi. Laite on mahdollista varustaa myös RRP-parametrilla (hengitystaajuus pleth-käyrästä) ja Bluetooth-tekniikalla. Mitat 7,4 x 4,1 x 3,0 cm, paino 73 g.

- Mediqin tuotenumero 40010965
- Valmistajan tuotenumero 9907



Valmistaja Masimo Corporation. CE 0123.

HEINE ML4 LED -otsalamppu



LED HQ
LED IN HEINE QUALITY.

HEINEn otsalampussa on erinomainen LED-valo ja laadukas värintoisto, joiden avulla teet tarkempia diagnooseja! Voit asettaa katselukulman käyttäjän mukaan ja säätää valokeilan 3-8 cm sekä valon kirkkauden 0–100 % portaattomasti. Kevyt säädettävä pääpanta ja kevyt otsalamppu tekevät työskentelystäsi ergonomista.

Voit valita täysin langattoman vaihtoehdon mPack UNPLUGGED -akulla, taskukokoisen mPack-akkuboksin tai verkkovirralla toimivan langallisen version samasta otsalampusta. MPack UNPLUGGED langaton akku antaa toiminta-aikaa 3,5 h, mPack-akkuboksilla toiminta-aikaa on 8 h. ML4 LED -otsalamppu on myöhemmin päivitettävissä toiseen akkumalliin. Lisävarusteina luupit ja S-GUARD roiskevisiiri, helposti myös jälkeenpäin asennettuna.

Mediqn tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro
40009752	ML4 LED + mPack UNPLUGGED langaton akku x 2 + EN50 -seinälatauslaite	J-008.31.416
40009751	ML4 LED + mPack UNPLUGGED langaton akku x 1 + verkkolaite akun lataamiseen	J-008.31.415
40009750	ML4 LED otsalamppu + mPack akkuboksi x 1 + verkkolaite akun lataamiseen	J-008.31.413
40009749	ML4 LED -otsalamppu verkkolaitteella, johdon pituus 3,70 m	J-008.31.411



Tuotenumero
40009752



Tuotenumero 40009751



Tuotenumero 40009750

Valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.



HEINE EL3 LED -tutkimusvalaisin



LED HQ
LED IN HEINE QUALITY.

EL3 LED -tutkimusvalaisin antaa hyvän valaistuksen perustutkimuksiin lääkärin vastaanottohuoneessa. LED HQ -laatu takaa pitkän ja huolto-vapaan elinkaaren valaisimelle ja erinomainen värintoisto auttaa tekemään tarkimpia diagnooseja. Kompakti valaisupää 6 cm halkaisijaltaan mahdollistaa optimaalisen kohdistuksen ja vakaa joutsenkaula pitää valon halutussa asennossa.

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Kiinnitys
20012139	J-008.27.011	Seinäkiinnitys
20012140	J-008.27.013	Pöytäkiinnitys
20012141	J-008.27.014	Jalustakiinnitys



Valmistaja HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Baxter TL 1000 -tutkimusvalaisin



TL 1000 on kirkas (4500K ja 80 000 lux 1 m etäisyydeltä) saksalaisvalmisteinen tutkimusvalaisin vaativaan käyttöön.

Helppokäyttöinen ja tehokkuudestaan huolimatta siro tutkimusvalaisin voidaan asentaa kiinteästi joko kattoon tai seinälle, tai hankkia siirrettävänä pyörällisenä versiona.

Baxter

Valmistaja Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG

ERBE VIO® 100 C -diatermialaite

Sopivia käyttökohteita ovat poliklinikalla suoritettavat toimenpiteet mm. seuraavilla erikisaloilla: dermatologia, plastiikkakirurgia, ENT, gynekologia, tapaturmakirurgia, silmätaudit. Helppo käyttöliittymä. Suurin CUT-teho 100 W. Monopolaari- ja bipolaariliittimet. Bipolaari-puolella auto start -ominaisuus. 4 valmista ohjelmaa (muokattavissa).

Saatavilla myös monopolaari- ja bipolaaritarvikkeet sekä monikäyttöisenä että kertakäyttöisenä.

- Mediqin tuotenumero 30001012
- Valmistajan tuotenumero 10140-500



erbe

Valmistaja Erbe Elektromedizin GmbH. CE 0124.

Medela-rintapumput



Medelan rintapumpputuotteet
nyt myös Mediqin valikoimassa.
Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.



medela

Valmistaja Medela AG.

Medela-imulaitteet

Medela Basic

Medela Basic on tehokas yleisimulaite. Suosittelemme sitä osastokäyttöön, ensiapuun ja korvakäyttöön.

- Enimmäisalipaine -85 kPa
- Mäntä-/sylinteritekniikka
- Imuteho 30 litraa minuutissa

BASIC JALUSTALLA

- Mediqin tuotenumero 40009574, Medela 071.0001 + 071.0034
- Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun ylivirtauspullosta liittimellä ja eurokiskon imupullojen kiinnitystä varten

BASIC KANNETTAVA

- Mediqin tuotenumero 40009575, Medela 071.0000
- Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun ylivirtauspullosta liittimellä

BASIC ILMAN KAHVAA

- Mediqin tuotenumero 40009576, Medela 071.0001



Medela Vario 18

Suosittelemme Variota osastojen ja kotihoidon käyttöön, ensiapuun ja kuljetuksiin.

- Akkukäyttöinen imu
- Enimmäisalipaine -75 kPa
- Mäntä-/sylinteritekniikka
- Imuteho 18 litraa minuutissa

VARIO 18 AKKUKÄYTTÖINEN

- Mediqin tuotenumero 40026030, Medela 026.5110
- Sisältää laitteen, 5 kpl bakteeri/ylivuotosuodattimia Medela 077.0571 ja silikoniletkun liittimellä



IMUJEN TARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

Mediqin
tuotenro

Tuote

Imuvarusteet

10016476	Medela 1,5 L imupurkki kk-imususeille, kestopäyttöinen
10010551	Medela imupussi 1,5 L 40 kpl, kertakäyttöinen
10016986	Medela 2,5 L imupurkki kk-imususeille, kestopäyttöinen
10010550	Medela 2,5 L imupussi 40 kpl, kertakäyttöinen

Potilasletkut

40024987	Medela kk-letku 150 cm peukalosäätimellä 15 kpl
----------	---

Mediqin
tuotenro

Tuote

Lisävarusteet

10029079	Medela kiskokiinnike pullolle 1 kpl
10004916	Medela pistoliitin suora, kestopäyttöinen, 10 kpl
10015482	Medela pistoliitin 90° kulma, kestopäyttöinen, 10 kpl
40013105	Medela ylivuoto-/bakteerisuodatin kk, 10 kpl
40019567	Medela silikonimuletku 12 x 7 mm, 1 m, kestopäyttöinen

Valmistaja Medela AG, CE 0123.

medela 



MEDIQ

at the heart of healthcare

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

Painettu Suomessa / Helsinki Bofori Oy, Ekokompassi-sertifioitu painotalo.
Paperi Multi/Art Silk 130/200 g, Paperisertifiointi: FSC®, EU-ympäristömerkki.

11/2025